

MICROSCOPIOS DE CAMPO PORTATIL CON BASE, RETICULO Y LUZ

Referencia	Modelo	Aumentos	Campo de visión	Retículo	Rango escala	Distancia de trabajo	Tamaño	Peso
063002014	P2034-20	20X	Ø7,2 mm	0,10 mm	6,0 mm	36,0 mm	Ø172x63 mm	307 gr
063002016	P2034-40	40X	Ø3,6 mm	0,05 mm	3,0 mm	18,7 mm	Ø172x63 mm	306 gr
063002018	P2034-60	60X	Ø2,4 mm	0,02 mm	2,0 mm	10,8 mm	Ø172x63 mm	309 gr
063002020	P2034-100	100X	Ø1,45 mm	0,01 mm	1,2 mm	9,7 mm	Ø172x63 mm	313 gr
063002024	P2034-200	200X	Ø0,72 mm	0,002 mm	0,6 mm	6,7 mm	Ø172x63 mm	316 gr