

## PROTECCIÓN COVID-19



### Detección de Fiebre con Cámaras Termográficas

Detección fácil y rápida de la febrícula mediante **Cámaras Termográficas** portátiles o fijas (con trípode). Permiten mantener la distancia de seguridad del operador reduciendo el riesgo de contagio.

Capaces de analizar desde 1 hasta 4 personas a la vez.

Genera avisos automáticos de Alarmas. Función autoajuste **Temp Sreening**, aplica un algoritmo que memoriza las últimas 10 muestras. Discrimina entre los valores más altos y más bajos, calculando la media de los valores restantes. Comunicación por Wifi, Bluetooth (según modelo).



### CB360 Escáner de fiebre para Smartphone

Convierta su Smartphone en una cámara termográfica. Detecta la Temperatura a 1,2 m. Activa una alarma y captura la imagen si supera temperatura programada.

Tecnología MIF, mejora la imagen térmica del Smartphone.

