

## CALIBRACIÓN PIPETAS, MICRO PIPETAS



### LABORATORIO ACREDITADO ENAC

Calibración, Reparación y Ajuste de Pipetas monocanales de volumen fijo o variable.

Incluyendo la sustitución de la junta tórica si es necesario.

- Limpieza exterior de cada pipeta
- Descontaminación por UV
- Descontaminación Biológica libre DNA /RNA
- Comprobación de estanqueidad
- Se entrega en bolsa cerrada
- Incluye la mano de obra de las reparaciones
- Garantía de la calibración 2 meses

#### Consultar:

Certificado Verificación de Volúmenes

Certificado Calibración Trazable según ISO 8655

### CALIBRACIÓN PIPETAS

Procedimiento de trabajo normalizado para la verificación del material volumétrico según la norma **UNE-EN ISO/IEC 17025**

En el Certificado de Calibración, se detallarán los resultados previos al ajuste y los obtenidos tras el ajuste de los siguientes parámetros.

- Corrección a aplicar ( $\mu\text{L}$ )
- Volumen real ( $\mu\text{L}$ )
- Desviación Típica ( $\mu\text{L}$ )
- Error Sistemático (%)
- Coeficiente variación (%)
- Incertidumbre Expandida ( $\mu\text{L}$ )

## SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

tel. 623 189 405

[info@morerainstrumentes.es](mailto:info@morerainstrumentes.es)

[www.morerainstrumentes.es](http://www.morerainstrumentes.es)